

検体番号 1707 品名 パン専用小麦粉（日清）

測定日 2015.4.30 充填量(g) 758 測定時間(秒) 21600 測定温度(°C) 24.1

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.5	0.00	
セシウム 134	不検出	0.6	0.00	
カリウム 40	16.1±10.5	7.2	0.03	

放射能測定結果

レポート出力日時: 2015/04/30 17:17
レポート生成ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.2

測定環境

測定機器: CSK-3i-X(S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor X Ver.2.8.2
測定番号: 1707	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2015/04/30 10:34	測定担当: 安東
測定時間(秒): 21600	測定容器: 1Lマリネリ容器(全量充填)

検体情報


検体名: 日清パン専用小麦粉(強力粉)	重量(g): 758.0
採取場所: 不明	採取日時: 2015/04/30 10:14
備考: 24.1°C 50.9% 特選強力小麦粉 販売者: 日清フーズ㈱ND 賞味期限: 15.7.14	

解析結果

核種	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137	不検出	0.5 Bq/kg	0.00 CPS
Cs-134	不検出	0.6 Bq/kg	0.00 CPS
K-40	16.1 ± 10.5 Bq/kg	7.2 Bq/kg	0.03 CPS


但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: N/A Cs-134: N/A



※ グラフは半値幅7の移動平均で平滑化しています

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは、不検出です。



コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ: <http://hanshinshs.blog.fc2.com/>