

# 検体番号 4958 品名 山うど (群馬県産)

測定日 2026.2.17 充填量(g) 477 測定時間(秒) 43200 測定温度(°C) 18.8

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	1.25±1.03	0.8	0.02	検出
セシウム 134	不検出	1.2	0.00	
カリウム 40	63.0±22.8	9.8	0.08	

### 放射能測定結果

レポート出力日時: 2026/02/28 08:24  
レポート生成ソフトウェア: CSK Reader Ver.2.6

---

**測定環境**

測定機器: CSK-3i-X (S/N: 027)	測定ソフトウェア: CSK Monitor Ver. 2.9.0.beta1
測定番号: 4958	測定場所: 阪神・市民放射能測定所
測定開始日時: 2026/02/17 10:29	測定担当: 安東
測定時間(秒): 43200	測定容器: 1Lマリネリ容器 (全量充填)

---

**検体情報**

検体名: 山うど	重量(g): 477.0
採取場所: 群馬県・JA沼田	採取日時: 2026/02/17 10:28
備考: 18.8°C 31.4%	
購入: ダイエー 阪神西宮店	


---

**解析結果**

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137:	1.25 ± 1.03 Bq/kg	0.8 Bq/kg	0.02 CPS
Cs-134:	不検出	1.2 Bq/kg	0.00 CPS
K-40:	63.0 ± 22.8 Bq/kg [Peak]	9.8 Bq/kg	0.08 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。(3σ精度)  
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】 Cs-137: 1.2 ± 1.0 Bq/kg Cs-134: N/A



※ グラフは半値幅4の移動平均で平滑化しています

バックグラウンド ▲ 測定値 ▲

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。  
放射性セシウム137をわずかに検出しました。



### コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所 ブログ : <http://hanshins.shs.blog.fc2.com/>